



TERMOMETRO AD INFRAROSSI JXB-178

Termometro digitale multifunzione per la misurazione istantanea della temperatura

Il rilevamento della temperatura non è mai stato così facile, grazie al termometro ad infrarossi distribuito da TELE System. Con la semplice pressione di un pulsante, JXB-178 rileva istantaneamente e accuratamente la temperatura corporea senza la necessità di alcun contatto fisico. Basta puntare il termometro ad infrarossi verso la fronte del paziente, fare clic su "Scansione" e la loro temperatura verrà immediatamente visualizzata. JXB-178 può anche essere utilizzato per misurare la temperatura del biberon o del bagno (utilizzando la modalità Surface Temp Mode), o la temperatura della stanza (utilizzando la modalità Room Mode). Dispositivo medico notificato nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici" del Ministero della Salute.

SPECIFICHE SULLA MISURAZIONE

- Distanza di misurazione: 3cm ~ 5cm
- Range di misurazione:
Temperatura corporea: 32°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F)
Temperatura superficie oggetti: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
Temperatura ambiente: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Precisione: ±0.3°C 32.0°C ~ 34.9°C
±0.2°C 35.0°C ~ 42.0°C
±0.3°C 42.1°C ~ 42.9°C

CARATTERISTICHE

- Design speciale per misurare la temperatura corporea ad una distanza dalla fronte di 3-5 cm
- Indice di precisione: 0.1°C
- Responso misurazione in 1 sec.
- Display LCD digitale a tre colori con retroilluminazione
- Allarme acustico in caso di temperatura superiore a 38°C
- Memorizzazione delle ultime 32 rilevazioni di temperatura
- Temperatura visualizzabile in °C (Centigradi) o °F (Fahrenheit)
- Igienico, pratico e facile da usare
- Spegnimento automatico dopo 30 sec. di inattività
- Condizioni d'uso (temperatura/umidità): 10°C ~ 40°C / ≤85%
- Alimentazione: batterie DC 3V (2 batterie tipo AA)
- Dimensioni: 187x120x57 mm (LxWxH)
- Peso: 80g

6 FUNZIONI IN 1

Temperatura corporea

Temperatura superficiale

Temperatura ambiente

Allarme di alta temperatura

Memorizza fino a 32 rilevazioni


Display retroilluminato a tre colori



• Display VERDE:
(temperatura
NORMALE)



• Display GIALLO:
(ALTERAZIONE
di temperatura)



• Display ROSSO:
(temperatura
ALTA)

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva UE 93/42 / CEE relativa ai prodotti medici, alla ISO 80601-2-56 e agli standard europei EN60601-1-2 ed è soggetto a particolari precauzioni per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica.



IMPORTER / IMPORTATORE:

